

Sans conteste le choix plus propre.¹



Idéal pour se désinfecter les mains lorsqu'il est impossible d'utiliser du savon et de l'eau.

- + Fait à partir d'alcool éthylique à 70% pour répondre aux recommandations de l'OMS²
- + Le format lingette élimine mieux la saleté et la terre que les gels et mousses à base d'alcool¹
- + Tue 99,99 % des nombreuses bactéries courantes trouvées sur les mains³
- + Contient de l'aloès hydratant et de la vitamine E



SANI-HANDS®
Instant Hand Sanitizing Wipes

+ PDI®
BE THE DIFFERENCE

PDI comprend l'importance d'une bonne hygiène des mains.

Les lingettes désinfectantes instantanées pour les mains **Sani-Hands** sont une solution idéale d'hygiène des mains pour les patients, les résidents, les visiteurs et le personnel. Pour plus de commodité, elles sont offertes dans les formats suivants :

- + Paquets individuels pour les plateaux-repas et les poches
- + Contenants pour les couloirs, les zones d'entrée, les halls d'entrée, les salles d'attente, etc.



Accessoires pour lieux d'intervention



Sani-Bracket®
pour le montage mural/sur poteau
d'un contenant Sani-Hands®



Supports de plancher pour le
placement dans les zones à fort trafic
pour fournir un accès pratique

	N° DE RÉAPPROVISIONNEMENT	TAILLE DE LINGETTE	EMBALLAGE DE GROUPE	POIDS DE L'EMBALLAGE	DIMENSION DE L'EMBALLAGE L X L X H	VOLUME DE L'EMBALLAGE	« TI/HI » DE PALETTE
Lingettes désinfectantes instantanées pour les mains Sani-Hands®							
Contenant moyen	P12872	15,24 cm x 19,05 cm	135/contenant, 12 contenants/ emballage	8,35 kg	42,23 x 31,91 x 20,80 cm	0,028 mètre cube	8/5
Paquets individuels	D72400	12,70 cm x 20 cm	100/boîte, 10 boîtes/ emballage	2,03 kg	34,45 x 31,28 x 17,15 cm	0,018 mètre cube	9/7



Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web.

¹ Étude PDI ER 20/146 V.1 3/2/2021.

² WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare: A Summary (2009).

³ In vitro Time Kill Studies: Mycoscience Reports # 03-0598NPNY; Mycoscience Labs Study #GLP-03-021 rev 00, and Report GLP 03-0598 NPNY.